


לגלוש בביטחון בתעלת השורש
wave • one[®]
GOLD




+
WE
KNOW
ENDO.

שומרים על הפשטות של WAVEONE® עם יתרונות ששווים זהב

wave • one®
GOLD

עמידות לכוחות סיבוביים




תוצאות בדיקות מעבדה פנימיות

1 בטחון משופר למטופלים

- פוצר WAVEONE® GOLD Primary עמיד ב-50% יותר לכוחות סבב בהשוואה לפוצר WAVEONE® Primary
- אפקט הברגה מופחת בהשוואה למערכות סבב סטנדרטיות

גמישות




תוצאות בדיקות מעבדה פנימיות

2 התאמה למגוון רחב יותר של מורפולוגיות התעלה

- גמישות משופרת לפוצר הודות לטכנולוגיית GOLD
- מגוון מורחב של גדלים (Small, Primary, Medium, Large)

קיצור תהליך העיבוד



תוצאות בדיקות מעבדה פנימיות על פנסומים

3 קיצור זמן עיצוב התעלה

- מאפשר רמה גבוהה יותר של יעילות חיתוך
- שימוש בפוצר בודד לביצוע הטיפול חוסך זמן עיצוב ושטיפת התעלה

מתוכנן בטכנולוגיה רציפרוקלית חדשנית

טובי המומחים מתחום האנדודונטיה השתתפו בקבוצת המו"פ של
DENTSPLY MAILLEFER לטובת פיתוח **wave•one[®] GOLD**

דברי צוות פיתוח



Dr C. Ruddle, Dr J. Webber, Dr W. Pertot, Dr S. Kuttler

תהליך עיצוב התעלה מעולם לא היה כה פשוט.


מאז השקתו בשנת 2011, **WAVEONE[®]** פרי פיתוח של Dentsply Maillefer, קבע סטנדרט חדש בתהליך עיצוב התעלות. הן רופאי השניים הכלליים והן המומחים לטיפול שורש בעולם כולו הביעו הערכתם כלפי הפשטות, אשר הפוצר **WAVEONE[®]** תורם למאמצייהם לבצע טיפולי שורש איכותיים.

לאחרונה עבדנו על פרויקט **WAVEONE[®]** חדש ומרתק על מנת להביא לכם את **WAVEONE[®] GOLD**.

WAVEONE[®] GOLD מביא לטיפול שורש טכניקת טיפול בפוצר בודד המבוססת על טכנולוגיית מתכות מתקדמת. יתר על כן, ייצרו פוצר בעל קוטר קצה, שיפוע משתנה וחתך רחב אופטימליים, המתבטאים ברמה גבוהה של בטיחות, יעילות וגמישות בעת עיצוב התעלות. **WAVEONE[®] GOLD** מאפשר רמה משופרת של פשטות והצלחת הטיפול.




Courtesy of Dr J. Webber



פשטות המאפשרת מיקוד בטיפול

ניתן לעצב את מרבית תעלות השורש באמצעות
פוצר בודד מסוג **wave•one[®] Primary GOLD**



SMALL #020 .07



PRIMARY #025 .07



MEDIUM #035 .06



LARGE #045 .05



pro•glider[®]

הכנת
נתיב גלישה




מוכן לשימוש + שימוש יחיד

רוב רופאי השיניים משתדלים להפחית בעלות הכוללת של הטיפול, תוך שיפור הבטיחות והיעילות. לשם כך, **WAVEONE[®] GOLD** מגיע במארז ייחודי וסטריילי המאפשר לרופאי השיניים להנות מהיתרונות הבאים:

- פשטות הודות לאריזה הסטרילית, המאפשרת שימוש מידי
- רמת בטיחות מוגברת הודות לשימוש מתמיד בפוצרים בעלי עמידות מקסימלית לעייפות החומר
- סיכון מופחת של זיהום צולב, אשר עלול להתרחש בעת שימוש חוזר בכלים
- יעילות חיתוך מקסימלית

פתרון אחד ומקיף

של חברת Dentsply Maillefer מספק פתרון מקיף בשילוב תוצאות צפויות ומוצלחות **wave•one[®] GOLD**



קטלוג מוצרים

wave • one[®]
GOLD



Files



- small** reciprocating file
- 3x small (020 07) - 21mm - A 0753 221 GOS 03
 - 3x small (020 07) - 25mm - A 0753 225 GOS 03
 - 3x small (020 07) - 31mm - A 0753 231 GOS 03
 - 6x small (020 07) - 21mm - A 0756 221 GOS 03
 - 6x small (020 07) - 25mm - A 0756 225 GOS 03
 - 6x small (020 07) - 31mm - A 0756 231 GOS 03



- primary** reciprocating file
- 3x small (025 07) - 21mm - A 0753 221 GOP 03
 - 3x small (025 07) - 25mm - A 0753 225 GOP 03
 - 3x small (025 07) - 31mm - A 0753 231 GOP 03
 - 6x small (025 07) - 21mm - A 0756 221 GOP 03
 - 6x small (025 07) - 25mm - A 0756 225 GOP 03
 - 6x small (025 07) - 31mm - A 0756 231 GOP 03



- medium** reciprocating file
- 3x small (035 06) - 21mm - A 0753 221 GOM 03
 - 3x small (035 06) - 25mm - A 0753 225 GOM 03
 - 3x small (035 06) - 31mm - A 0753 231 GOM 03
 - 6x small (035 06) - 21mm - A 0756 221 GOM 03
 - 6x small (035 06) - 25mm - A 0756 225 GOM 03
 - 6x small (035 06) - 31mm - A 0756 231 GOM 03



- large** reciprocating file
- 3x small (045 05) - 21mm - A 0753 221 GOL 03
 - 3x small (045 05) - 25mm - A 0753 225 GOL 03
 - 3x small (045 05) - 31mm - A 0753 231 GOL 03
 - 6x small (045 05) - 21mm - A 0756 221 GOL 03
 - 6x small (045 05) - 25mm - A 0756 225 GOL 03
 - 6x small (045 05) - 31mm - A 0756 231 GOL 03

- assortment** reciprocating file
- 1x small/primary/medium/large - 21mm
A 0754 221 G9A 03
 - 1x small/primary/medium/large - 25mm
A 0754 225 G9A 03
 - 1x small/primary/medium/large - 31mm
A 0754 231 G9A 03

Motors



X-SMART IQ™ Motor - A1054
X-SMART® Plus Motor - A1032

Oven THERMAPREP® 2



A 0176 230 002 00 - EU (230V)
A 0176 230 002 33 - UK (230V)
A 0176 115 002 00 - (115V)

WAVEONE® GOLD Paper points



Box of 180x sterile paper points



- small** - A 1750W 000 00S 03
- primary** - A 175W 000 00P 03
- medium** - A 175W 000 00M 03
- large** - A 175W 000 00L 03

WAVEONE® GOLD Gutta percha points



Box of 60x variable tapered gutta percha points



- small** - A 175X 000 00S 00
- primary** - A 175X 000 00P 00
- medium** - A 175X 000 00M 00
- large** - A 175W 000 00L 00

THERMAFIL® for WAVEONE® GOLD



Blister of 6x obturators



- small** obturators - A 1750 B00 00S 00
- primary** obturators - A 1750 B00 00P 00
- medium** obturators - A 1750 B00 00M 00
- large** obturators - A 1750 B00 00L 00

Box of 30x obturators (5 blisters)

- small** obturators - A 1750 P00 00S 00
- primary** obturators - A 1750 P00 00P 00
- medium** obturators - A 1750 P00 00M 00
- large** obturators - A 1750 P00 00L 00

Kits



A10541 X-SMART IQ™ Starter Kit:

- 1 Motor with contra-angle
- 1 Pack of 15 Primary WAVEONE GOLD
- 1 Pack of 16 Assorted WAVEONE GOLD
- 1 Blister of 3 PROGLIDER
- 1 iPad Protective Case

A10358 X-SMART® Plus Starter Kit:

- 1 Motor with contra-angle
- 1 Pack of 15 Primary WAVEONE GOLD
- 1 Pack of 16 Assorted WAVEONE GOLD
- 1 Blister of 3 PROGLIDER

DENTSPLY
MAILLEFER

www.dentsplymea.com

DENTSPLY LIMITED
BUILDING 3, THE HEIGHTS
WEYBRIDGE
SURREY
KT13 ONY
UNITED KINGDOM

דנטלון

www.dentalon.com

מוצרי איכות לרפואת שיניים ומקדמת
רח' החופר 34,
א.ת. חולון
ת.ד. 71, תל אביב 6100001
טלפון: 03-5505110

CE
0459