

OTTO LEIBINGER EXTRACTING FORCEPS

ZAHNZANGEN

- DELICATE PATTERN
- SQUARE PROFILE FOR A SAFE GRIP
- SMOOTH AND EVEN OPENING AND CLOSING
- STANDARD HANDLE FULLY SERRATED
- ERGODESIGN HANDLE SMOOTH FOR EASY CLEANING

Selected forceps are also available as PREMIUM pattern in superior quality.

- FEINE GRAZILE FORM
- HAFTPROFIL FÜR SICHEREN HALT
- GLEICHMÄSSIGER, LEICHTER GANG
- STANDARD-GRIFF VOLLKARIERT
- ERGODESIGN-GRIFF GLATT ZUR EINFACHEN REINIGUNG

Ausgewählte Zangen erhalten Sie auch in der PREMIUM-Qualität. Diese zeichnet sich durch besonders hochwertige Verarbeitung aus.

NEW

ERGODESIGN






FIG.2
 upper incisors
 and canines
 obere Schneide-
 und Eckzähne
 P600/2 PREMIUM
 600/2
NEW 604/2 ERGODESIGN



FIG.7
 upper bicuspids
 obere Prämolaren
 P600/7 PREMIUM
 600/7
NEW 604/7 ERGODESIGN



FIG.1
 upper incisors and
 canines, wide
 obere Schneide- und
 Eckzähne, breit
 P600/1 PREMIUM
 600/1
NEW 604/1



FIG.17
upper molars, right side
obere Molaren, rechts
P600/17 PREMIUM
600/17

NEW 604/17 ERGODESIGN



FIG.18
upper molars, left side
obere Molaren, links
P600/18 PREMIUM
600/18

NEW 604/18 ERGODESIGN



FIG.89
upper molars, right,
gripping in depth
obere Molaren,
rechts, tiefgreifend
P600/89 PREMIUM
600/89




FIG.90
upper molars, left,
gripping in depth
obere Molaren, links,
tiefgreifend
P600/90 PREMIUM
600/90



FIG.67
upper wisdom teeth, narrow
obere Weisheitszähne, schmal
600/67

NEW 604/67 ERGODESIGN



FIG.67A
upper wisdom teeth,
wide
obere Weisheitszähne,
breit
P600/67A PREMIUM
600/67A



FIG.29
upper front roots
obere Frontzahnwurzeln
P600/29 PREMIUM
600/29

NEW 604/29 ERGODESIGN



FIG.30
upper roots
obere Wurzeln
P600/30 PREMIUM
600/30




FIG.51
upper roots, short and
narrow beaks
obere Wurzeln, kurzes,
schmales Maul
P600/51 PREMIUM
600/51



FIG.51A
upper front roots,
narrow beaks
obere Wurzeln,
schmales Maul
P600/51A PREMIUM
600/51A
NEW 604/51A ERGODESIGN



FIG.76
upper roots
obere
Wurzeln
600/76



upper roots,
narrow
obere
Wurzeln,
schmal
600/76N






FIG.4
lower canines
untere Schneidezähne
P600/4 PREMIUM
600/4
NEW 604/4 ERGODESIGN

FIG.13
lower canines and bicuspids
untere Eckzähne und Prämolaren
P600/13 PREMIUM
600/13
NEW 604/13 ERGODESIGN



FIG.22
lower molars, either side
untere Molaren, beide Seiten
P600/22 PREMIUM
600/22
NEW 604/22 ERGODESIGN

FIG.73
lower molars
untere Molaren
P600/73 PREMIUM
600/73



FIG.75
lower canines and bicuspids
untere Eckzähne und Prämolaren
P600/75 PREMIUM
600/75
NEW 604/33 ERGODESIGN

FIG.33
lower roots
untere Wurzeln
P600/33 PREMIUM
600/33
NEW 604/33 ERGODESIGN

FIG.33A
lower roots, with narrow beaks
untere Wurzeln, mit schmalem Maul
P600/33A PREMIUM
600/33A

SPECIAL



FIG.86A

lower molars, gripping in depth, lateral
untere Molaren, tiefgreifend, von lateral
P600/86A PREMIUM
600/86A

NEW 604/86A ERGODESIGN



FIG.86C

lower molars, gripping in depth, lateral
untere Molaren, tiefgreifend,
von lateral
600/86C



FIG.79

lower wisdom teeth
untere Weisheitszähne
P600/79 PREMIUM
600/79

NEW 604/79 ERGODESIGN




FIG.79A

lower wisdom teeth
untere Weisheitszähne
600/79A




FIG.99

lower molars
untere Molaren
600/99




FIG.99 1/4

lower molars
untere Molaren
600/99-1-4

SPEZIAL



FIG.34
upper incisors and canines,
gripping depth
obere Schneidezähne und Eckzähne,
Spez.-Maul, tiefgreifend
600/34




FIG.35
upper premolars,
gripping depth
obere Prämolaren,
Spez.-Maul, tiefgreifend
600/35



FIG.36
lower roots, gripping depth
untere Wurzeln, Spez.-Maul, tief-
greifend
600/36



FIG.74
lower roots, wide beaks
untere Wurzeln, Maul
P600/74 PREMIUM
600/74



FIG.74N
lower roots
and crowded incisors,
narrow beaks
untere Wurzeln
und engstehende Schneidezähne
P600/74N PREMIUM
600/74N
NEW 604/74N ERGODESIGN




FIG.46L
very fine lower roots,
gripping depth
sehr feine untere Wurzeln,
tiefgreifend
P600/46L PREMIUM
600/46L



600/...
604/... ERGODESIGN

FOR CHILDREN FÜR KINDER



FIG.37
upper incisors
obere Schneidezähne
600/37
NEW 604/37 ERGODESIGN



FIG.39
upper molars, either side, wide
obere Molaren, beide Seiten, breit
600/39
NEW 604/39 ERGODESIGN



FIG.39L
upper molars, left
obere Molaren, links
600/39L



FIG.39R
upper molars, right
obere Molaren, rechts
600/39R



FIG.51S
upper roots
obere Wurzeln
600/51S
NEW 604/51S ERGODESIGN



FIG.29S
upper incisors and roots, either side
obere Schneidezähne und Wurzeln,
beide Seiten
600/29S
NEW 604/29S ERGODESIGN



FIG.13S

lower incisors and bicuspids
untere Schneidezähne und Prämolaren
600/13S

NEW 604/13S ERGODESIGN



FIG.22S

lower molars
untere Molaren
600/22S

NEW 604/22S ERGODESIGN



FIG.33S

lower roots
untere Wurzeln
600/33S

NEW 604/33S ERGODESIGN

SET OF EXTRACTING FORCEPS FOR CHILDREN ZAHNZANGEN SET FÜR KINDER

Set of Extracting Forceps for children (7 pcs)
Zahnzangen Set für Kinder (7 Zangen)

FIG.37 upper incisors
obere Schneidezähne

FIG.39 upper molars, either side
obere Molaren, beide Seiten

FIG.51S upper roots
obere Wurzeln

FIG.29S upper incisors and roots, either side
obere Schneidezähne und Wurzeln, beide Seiten

FIG.13S lower incisors and bicuspids
untere Schneidezähne und Prämolaren

FIG.22S lower molars, either side
untere Molaren, beide Seiten

FIG.33S lower roots
untere Wurzeln



600/PEDO-SET

- » also available with ERGODESIGN Handle
- » auch im ERGODESIGN erhältlich

NEW 604/PEDO-SET-ED



FOR CHILDREN FÜR KINDER



FIG.3
 upper molars
 obere Molaren
 605/3

KLEIN



FIG.137
 upper incisors
 obere Schneidezähne
 605/137



FIG.139
 upper milk molars
 obere Milchmolaren
 605/139



FIG.51S
 upper roots
 obere Wurzeln
 605/51S



FIG.5
 lower incisors
 untere Schneidezähne
 605/5



FIG.6
 lower molars
 untere Molaren
 605/6



FIG.7
 lower roots
 untere Wurzeln
 605/7

SET OF EXTRACTING FORCEPS (INCLUDING 10 FORCEPS) ZAHNZANGEN EXTRAKTIONS-SET (BESTEHEND AUS 10 ZANGEN)

| | |
|-----------------------|----------------|
| P600/SET | PREMIUM Set |
| 600/SET | STANDARD Set |
| NEW 604/ED-SET | ERGODESIGN Set |

- FIG.2 upper incisors and canines
obere Schneide- und Eckzähne
- FIG.7 upper bicuspids
obere Prämolaren
- FIG.17 upper molars, right side
obere Molaren, rechts
- FIG.18 upper molars, left side
obere Molaren, links
- FIG.67A upper wisdom teeth, wide
obere Weisheitszähne, breit
- FIG.51A upper front roots, narrow beaks
obere Wurzeln, schmal
- FIG.13 lower canines and bicuspids
untere Eckzähne und Prämolaren
- FIG.22 lower molars, either side
untere Molaren beide Seiten
- FIG.33 lower roots
untere Wurzeln
- FIG.79 lower wisdom teeth
untere Weisheitszähne





**ANATOMICALLY SHAPED
FINE WORKING TIPS**
**ANATOMISCH GEFORMTE,
SCHMALE ARBEITSENDEN**

NEW 603/... ERGODESIGN

DEEP GRIPPING TIEFGREIFEND



FIG.2
 upper incisors
 and canines
 obere Schneide-
 und Eckzähne
 603/2



FIG.7
 upper bicuspids
 obere Prämolairen
 603/7



FIG.34
 upper incisors and canines,
 gripping depth
 obere Schneidezähne und Eckzähne,
 Spez.-Maul
 603/34



FIG.35
 upper premolars,
 gripping depth
 obere Prämolairen,
 Spez.-Maul
 603/35



FIG.67
 upper wisdom teeth, narrow
 obere Weisheitszähne, schmal
 603/67



FIG.79
 lower wisdom teeth
 untere Weisheitszähne
 603/79



FIG.13
lower canines and bicuspids
untere Eckzähne und Prämolaren
603/13



FIG.33
lower roots
untere Wurzeln
603/33



FIG.36
lower roots,
gripping depth
untere Wurzeln,
Spez.-Maul,
603/36



FIG.74N
lower roots and crowded incisors,
narrow beaks
untere Wurzeln
und engstehende Schneidezähne
603/74N

D = diamond coated

D = diamantiert



Upper and
third molars

Obere und
dritte Molaren

602/10S
602/10SD



Upper molars, left side,
gripping in depth

Obere Molaren, links,
tiefgreifend

602/88L



Upper molars, right side,
gripping in depth

Obere Molaren, rechts,
tiefgreifend


602/88R



Upper incisors, canines,
bicuspids and roots
Obere Schneidezähne,
Eckzähne, Prämolaren
und Wurzeln
18cm
602/150
602/150D



Lower molars
Untere
Molaren
602/17
602/17D




Lower molars,
either side
Untere Molaren,
beide Seiten
602/23
602/23D



Lower incisors, canines,
bicuspids and roots
Untere Schneide- und
Eckzähne, Prämolaren
und Wurzeln
602/151
602/151D

FOR CHILDREN FÜR KINDER



Upper incisors, canines and
bicuspids

Obere Schneidezähne,
Eckzähne und Prämolaren

15cm

602/150S

Lower incisors, canines,
bicuspids and molars

Untere Schneide- und Eckzähne,
Prämolaren und Molaren

15cm

602/151S



WITZEL
610/1




Root Splinter Forceps
Wurzelfragmentzange
610/5



ARTHUR
straight
gerade
610/3

curved
gebogen
610/3A



STIEGLITZ
straight
gerade
610/4

curved
gebogen
610/4A