

**3M** Science.  
Applied to Life.™

**3M™ RelyX™ Universal**  
Resin Cement

**כמה פשוט,  
ככה חזק.**



# אוניברסליות שתיקה אותך קדימה

3M™ RelyX™ Universal Resin Cement מאפשר עבודה הן בשיטה של קישור עצמי (Self-Adhesive) והן בשילוב עם חומר הקישור 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive, בהתאם לצורך.

השילוב של השניים מציע מערכת הדבקה מבוססת רזין בעלת שני מרכיבים בלבד המתאימה למגוון רחב של התוויות, מפשטת את תהליכי העבודה, מורידה את הרגישות לטכניקה וחוסכת מקום, זמן ועלויות.

## הצמנט שמשנה את חוקי המשחק

מזרק בעיצוב חדשני ובלעדי ל-3M במשקל של 3.4 גרם המתאים להדבקה של כ-15 כתרם / 20 מילואות. עוצב במיוחד על מנת לאפשר לך נוחות בעבודה ויעילות בהסרת עודפים ובאחסון.

## השניים שיעשו ע

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive

### התוויות:

- קישור של חומרי שחזור מרוכבים בכל שיטות העבודה: Self, Selective, Total-etch
- הפחתת רגישות דנטינלית
- קישור ואיטום Affected Dentin
- ניתן לשימוש כפריימר בכל סוגי המשטחים (מתכת, זירקוניה, חרסינה זכוכיתית)
- כיפוי מעל שחזורי Glass-Ionomer

## 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement להתאהב כבר מהשימוש הראשון

בעל יכולת קישור עצמית מצוינת

בשילוב עם 3M™ Scotchbond™ Universal Plus מאפשר עוצמת קישור גבוהה יותר לכל סוגי המשטחים

מזרק בעיצוב חדשני לעבודה יעילה וחסכונית

הסרת עודפים קלה במיוחד

תוצאות אסתטיות ניכרות



מרוכב  
ment  
מפ  
של צ

95%

מרוכב הישניים אשר התנסו ב-3M™ RelyX™ Universal Resin Cement מדווחים על העדר רגישות פוסט-אופרטיבית בעת השימוש

99%

מקור: 3M Field Evaluation EU/USA conducted by 3M


” מערכת הדבקה פשוטה ונוחה לעבודה המפחיתה את הרגישות לטכניקה J.L Germany

**80%**  
פחות בזבוז של חומר הודות ל-Micro Mixing Tip-



סביבת עבודה הגיינית הודות לפתח מזרק בעל מנגנון איטום עצמי ללא צורך בהשארת הטיפ המשמש

טיפים ארוכים וצרים לשימוש ייעודי בתעלות השורש



**50%**  
פחות שימוש בפלסטיק הודות לעיצוב ארגונומי ייחודי

## הסרת עודפים בקלי קלות

ההרכב הכימי הייחודי של 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement מונע זרימה של עודפי צמנט לכיסי החניכיים ומאפשר הסרה פשוטה של עודפים לאחר הקשית קיבוע



Self-adhesive cementation of a 3M™ Lava™ Esthetic Fluorescent Full-Contour Zirconia bridge; Image courtesy of Dr. Jan Gueth, Germany

## 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement

### התוויות:

- כתרים
- גשרים
- מילואות (Inlay/Onlay)
- יתדות
- חזיתיות חרסילה
- גשרי מרילנד



## בורך הכל

מרופאי השיניים מדווחים כי מלאי המורכב מצמנט אוניברסלי אחד בהשוואה למספר צמנטים רזיניים להתוויות שונות מקל על התנהלות כלל צוות המרפאה


**97%**

אי השיניים מסכימים כי רב-השימושיות של 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement חיתה את הצורך במלאי מגוונים שונים ולפיכך מאפשרת חיסכון בעלויות

# אסתטיקה מהמעלה הראשונה

ארבעה גוונים העמידים לשינויי צבע

ובעלי פלוארוסנציה טבעית



Translucent (TR)

A1

A3 Opaque (A3O)

White Opaque (WO)

## מידע להזמנות



3M™ RelyX™ Universal Resin Cement Intro Kit (56968)



3M™ RelyX™ Universal Resin Cement Trial Kit TR (56969)



3M™ RelyX™ Universal Resin Cement Refill TR (56971)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive Refill (41294)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive Unit Dose 100 L-Pop™ (41298)

### 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive Unit Dose:

For efficient hygiene management. Reduces the risk of cross-contamination.

## 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement

### Intro Kit

**56968** 4x 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement syringes shades TR, A1, A3O, WO (3.4g each), 60x 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips, 20 Elongation Tips, 1 vial 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive (5 ml), 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 blue etchant tips, 50 orange microbrushes, step-by-step guides

### Trial Kits

Each trial kit contains: 1x 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement syringe (3.4g), 15x 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips, 5 Elongation Tips, 1 vial 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive (1.5 ml), 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 blue etchant tips, 50 orange microbrushes, step-by-step guides

**56969** **Shade TR**

**56970** **Shade A1**

### Refills

Each refill contains: 1x 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement syringe (3.4g), 15x 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips, 5 Elongation Tips

**56971** **Shade TR**

**56973** **Shade A3O**

**56972** **Shade A1**

**56974** **Shade WO**

### Value Packs

Each value pack contains: 3x 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement syringes (3.4g each), 45x 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips, 15 Elongation Tips

**56977** **Shade TR**

**56978** **Shade A1**

### Mixing Tips

**56975** 30x 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips

**56976** 15x 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips with Elongation Tips

## 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive

### Vial

**41293** **Intro Kit:** 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive vial (5 ml), 50 disposable brushes, 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3ml), 25 dispensing tips

**Refill:** 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive vial (5 ml)

**41294** **1x 5 ml vial**

**41295** **3x 5 ml vial**

### Unit Dose

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive Unit Dose L-Pops, 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3ml), 25 dispensing tips

**41297** **Intro Kit: 50x L-Pop™**

**41298** **100x L-Pop™**

## 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant Etching Gel

**41263** 2x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3ml each), 50 dispensing tips

