



Medical Certified
Medical device class II b
EN-13060
93/42/EEC Directive

למה Enbio הוא פתרון הטוב ביותר לכל מוסד רפואי או קוסמטי?

- ✓ המעקר היחיד שמסוגל לעקר את הכלים שלכם לשלמות תוך דקות ספורות (מחזורי עיקור של 7-18 דקות בלבד).
- ✓ רמת עיקור קלאס B הגבוהה ביותר.
- ✓ עומד בדרישות הרפואיות המחמירות של איחוד האירופאי ו-FDA.
- ✓ מימדים קומפקטיים שיתאימו לכל מקום בכל קליניקה.
- ✓ תא עיקור בצורת מגירה עם מספיק מקום לכל הכלים שלכם, באריזתם או בלעדיה.
- ✓ נפח תא של 2.7 ליטר יכול להכיל עד 8 סטים של כלים.
- ✓ גרסאות PRO עם נפח 5.3 ליטר יכולה להכיל עד 16 שקיות סיטרול או קיט כירורגי שלם.
- ✓ אוטוקלאב Enbio הוא שקט יותר ממכונת קפה ממוצעת.
- ✓ אוטוקלאב (זוכה פרס העיצוב Red Dot) הנמכר ביותר באירופה בקטגוריה שלו 3 שנים ברציפות – מגיע לישראל ביבוא בלעדי ע"י חברת רויאל דנט בע"מ.

**משרד
הבריאות**
כחיים בריאים יותר



**אישור
27220044**



**reddot design award
winner**

**חיסכון במים מזוקקים עם פטנט MAGIC FILTER:
ליטר אחד יספיק לעד 1000 מחזורים ללא החלפה.**



**Class B
ואקום
שקיות +
ייבוש**





חשמל

- ספק כוח: 220-240V/50-60Hz
- הספק מותקן: 2250W
- מקסימום צריכת חשמל: 10A

שונות

- הגנה מפני כמים: IP20
- מוליכות מים: $15\mu S/cm$
- שמירת נתוני עיקור על גבי דיסק USB

לחץ וטמפרטורה

- לחץ עבודה: 2.1 בר
- מקסימום לחץ: 2.3 בר
- טמפרטורה מקסימלית: $137^{\circ}C$

ממדים

- ממדים: $25 \times 16 \times 56$ ס"מ
- מידות התא: $28 \times 18 \times 3.5$ ס"מ
- משקל יחידה: 15 ק"ג

קיבולת

- מקסימום כמות חבילות (בערך): 8
- מקסימום משקל אצווה מומלץ: 0.5 ק"ג
- נפח תא תהליך: 2.7 ליטר

יתרונות

- 1 ליטר מים מזוקקים = 1000 תהליכים
- עובד עם כל שקע חשמלי טיפוסי
- תוכנה ייעודית לקריאת נתוני תהליך

שקיות עיקור
Class B/ $121^{\circ}C$

30 דקות

שקיות עיקור
Class B/ $134^{\circ}C$

15 דקות

לא עטופים
עיקור מהיר ביותר/ $134^{\circ}C$

7 דקות



חשמל

- ספק כוח: 220V/50Hz
- הספק מותקן: 2250W
- מקסימום צריכת חשמל: 10A

שונות

- הגנה מפני כמים: IP20
- מוליכות מים: $15\mu S/cm$
- שמירת נתוני עיקור על גבי דיסק USB

לחץ וטמפרטורה

- לחץ עבודה: 2.1 בר
- מקסימום לחץ: 2.3 בר
- טמפרטורה מקסימלית: $137^{\circ}C$

ממדים

- ממדים: $56 \times 27 \times 20$ ס"מ
- מידות התא: $28 \times 18 \times 7$ ס"מ
- משקל יחידה: 20 ק"ג

קיבולת

- מקסימום כמות חבילות (בערך): 16
- מקסימום משקל אצווה מומלץ: 1.0 ק"ג
- נפח תא תהליך: 5.3 ליטר

יתרונות

- חיסכון עד פי-10 במים מזוקקים
- בהשוואה לאוטוקלאב רגילים
- עובד עם כל שקע חשמלי טיפוסי
- תוכנה ייעודית לקריאת נתוני תהליך

PRION / עטוף
Class B/ $134^{\circ}C$

43 דקות

שקיות עיקור
Class B/ $121^{\circ}C$

30 דקות

שקיות עיקור
Class B/ $134^{\circ}C$

18 דקות

לא עטופים
עיקור מהיר/ $134^{\circ}C$

9 דקות