



KIDS CROWN

מבית SHINHUNG

כל סוגי הכתרים במקום אחד



חברת SHINHUNG, חברה קוריאנית יצרנית מותג הכתרים KIDS CROWN
הנמכר ליותר מ-50 מדינות ברחבי הגלובוס

**כתרי ניכרו
לשיניים קבועות**



**כתרים טרומיים
לשיניים חלביות**



**חדש
ובלעדי**

**כתרי זירקוניה
לילדים**



**כתרי CLEAR
שקופים לילדים**



כתרים טרומיים

אסיניים חלביות

- עיצוב אנטומי מושלם להפחתה משמעותית של זמן כיסא וחוסך, לרוב,
את הצורך בהכנת שן נרחבת
- ציפוי קרמי שקוף המפחית ברק מוגזם ומשפר אסתטיקה
- מכיל ניקל בכמות נמוכה כך שמתאים לילדים עם רגישות למתכת
- קופסאת רפיל מכילה 5 כתרים / סט מלא מכיל 48 כתרים



כתרי ניכר

אסיניים קבוצות

- כתרים לשיניים קבועות לילדים ובוגרים
- הכתרים מספקים הגנה זמנית, שומרים על מרווח תקין בין השיניים ומאפשרים תפקוד מלא של הפציינט ואסתטיקה עד להנחת הכתר הקבוע
- קופסאת רפיל מכילה 5 כתרים / סט מלא מכיל 24 כתרים





◆ כריך החזל אל הכתרים כבר כאן ◆

כתרי זירקוניה לילדים



מערכת TRY IN למדידה

- סט כתרים להתאמת הגודל והצורה של הכתר לפני הלבשת כתר הזירקוניה הסופי
- כתרי TRY IN ניתנים לעיקור באוטוקלאב, ללא פגיעה בחוזק הכתר
- הכתרים הינם רב פעמיים
- קופסאת רפיל מכילה כתר 1

• כתר דומה לשן טבעית בצבע ובשקיפות

• עובי מינימלי - הכתר דק ב-0.2 מ"מ מכתרים אחרים

• אחיזה מצויינת - החלק הפנימי עבר התזת חול לשיפור חוזק ההדבקה

• מרווח צווארי פתוח - מאפשר התאמה קלה של הכתר מבלי לשייף את ה-CINGULUM

• כתרי NARROW - אידיאלי למרווחים קטנים ומוגדלים בפה

• קופסאת רפיל מכילה 2 כתרים

סוגים שונים של סטים זירקוניה / TRY IN

Anterior Full (כתרים 48)

Central & Lateral (כתרים 24)

Regular Posterior (כתרים 40)

Narrow Posterior (כתרים 40)



כתרים שקופים

KIDS CLEAR CROWN

- לשחזורים אסתטיים של שיני חלב שניזוקו
- עשויים TPU
- עיצוב אנטומי שתואם את צורת השן הטבעית
- מגוון רחב של צורות וגדלים זמינים
- שקיפות המאפשרת שימוש יעיל בקומפוזיט המתקשה באור. לאחר התקשות הקומפוזיט הסרת הכתר מתבצעת בקלות - מה שמותיר משטח חלק ואסתטי
- קופסאת רפיל מכילה 5 כתרים | סט מלא מכיל 32 כתרים



בקניית סט
כתרי זירקוניה
קבל
סט כתרים TRY IN
מתנה



בקניית 10 קופ'
כתרי זירקוניה
קבל
קופסא נוספת
מתנה



בקניית 30 קופ' כתרים
(מכל מגוון הכתרים)
קבל
סט כתרים לבחירתך
מתנה*
*לא כולל סט כתרי זירקוניה